



## Inhalator SIMPLE SANITY

Numer katalogowy	<b>6975</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu

Inhalator Simple jest propozycją dla osób poszukujących prostego urządzenia kompaktowego, lekkiego, ustawnego, ale też niezwykle wydajnego. Skuteczny inhalator Simple gwarantuje dostarczenie cząstki leku zarówno do górnych jak też dolnych dróg oddechowych.

Proste sterowanie, wysoka jakość poszczególnych części, oraz wszechstronność użycia składają się na największe zalety tego modelu.

Obsługa tego urządzenia jest bardzo prosta. Generuje ono mgiełkę leczniczą z cząsteczkami, które mają wystarczająco mały rozmiar, aby dotrzeć do płuc i zapewnić maksymalną skuteczność terapii.

W inhalacji można stosować wszystkie standardowe leki wziewne w postaci ciekłej. Inhalator wytwarza aerozole o różnej charakterystyce, co pozwala dostosować terapię do patologii oddechowej występującej u danego pacjenta.

#### Zastosowanie:

- Inhalacja jamy ustnej i nosa (MMAD od 10 do 7  $\mu\text{m}$ )
- Inhalacja tchawicy i oskrzeli (MMAD od 6 do 4  $\mu\text{m}$ )
- Inhalacja płuc i pęcherzyków płucnych (MMAD od 3 do 1  $\mu\text{m}$ )

#### Zawartość opakowania:

- Kompresor tłokowy
- Nebulizator HI-FLO Jet
- Maska inhalacyjna dla dorosłych
- Maska inhalacyjna dla dzieci
- Ustnik
- Rurka powietrzna (dł. 2 m)
- 2 filtry
- Końcówka do nosa
- Kabel zasilający (dł. 1,5m)
- Torba na inhalator