

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:04

Link do produktu: <https://akmed.pl/inhalator-ultradzwiekowy-beurer-ih-50-p-4497.html>



## Inhalator ultradźwiękowy BEURER IH 50

Numer katalogowy	<b>IH 50 AGITO</b>
Kod producenta	<b>IH 50 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125603007</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Technologia membrany oscylacyjnej

Inhalacja, wziewanie - zabieg leczniczy polegający na wdychaniu par wód mineralnych, roztworów leków lub ich aerozoli. Wykonywany za pomocą specjalnego aparatu (inhalatora) lub nebulizatora lub przez wdychanie par wrzącego płynu. Produkt idealny jest do stosowania w domu i podróży.

**Inhalatory BEURER poleca "Pani Gadżet" w DDTVN:**

<http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064.n/wez-gleboki-oddech,103911.html>