

Link do produktu: <https://akmed.pl/jednostronna-orteza-obejmujaca-golen-i-stopę-z-anatomiczna-luska-zewnetrzna-am-oss-06-zewnetrzna-p-2159.html>



## Jednostronna orteza obejmująca goleń i stopę z anatomiczną łuską zewnętrzną AM-OSS-06 ZEWNĘTRZNA

Numer katalogowy	<b>AM-OSS-06 ZEWNĘTRZNA</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Urazy więzadeł bocznych stawu skokowego

Do urazów więzadeł bocznych najczęściej dochodzi w wyniku nagłej zmiany kierunku, szczególnie na nierównym podłożu, np. trawa. Urazy tego typu często stwierdza się u zawodników, którzy po skoku lądują na stopie innego sportowca. Uszkodzenia więzadeł bocznych to najczęstsze urazy spotykane w piłce nożnej i siatkówce. Niestety, mogą się przydarzyć każdemu nawet podczas pieszej wycieczki.

Klasyczny mechanizm uszkodzenia więzadeł bocznych to inwersja połączona ze zgięciem podeszwowym stopy. Naderwaniu lub zerwaniu najpierw ulega więzadło piszczelowo-strzałkowe przednie, a następnie piętowo-strzałkowe. Całkowite przerwanie ciągłości więzadeł bocznych powoduje zwichnięcie i złamanie stawu. Urazom stawu skokowego często towarzyszy dźwięk chrupnięcia, pęknięcia czy rozerwania. Dla sportowca często jest to jednoznaczne z zaniechaniem jakiegokolwiek aktywności fizycznej i przerwaniem treningów.

Aby temu zapobiec powstała orteza kostki **KICKER (AM-OSS-06)**, która ze względu na swą anatomiczną budowę, dedykowana jest specjalnie w celu ochrony więzadeł bocznych stawu skokowego zarówno przed jak i po urazie.

#### Charakterystyka wyrobu

Jednostronna orteza stawu skokowego z anatomiczną łuską zewnętrzną o nazwie **KICKER** to doskonała propozycja dla sportowców i osób aktywnych. Stabilizuje ona staw skokowy i zapobiega boczemu skręceniu (inwersji).

**KICKER** to innowacyjna orteza na rynku, gdyż w odróżnieniu od pozostałych, posiada tylko jedną zewnętrzną łuskę, dzięki czemu nie utrudnia szybkiego poruszania się użytkownikowi i doskonale mieści się w obuwie sportowym. Łuska ma anatomiczny kształt co zapewnia doskonałą stabilizację. Wykonana z poliamidu otacza i zabezpiecza kostkę boczną przed uderzeniem i złamaniem w sportach kontaktowych.

Nasza orteza stawu skokowego jest produktem przyjaznym dla pacjenta, ze względu na zastosowanie miękkiej poduszki bocznej z odciążeniem kostki. Ażurowa konstrukcja ortezy sprawia, że skóra swobodnie oddycha.

Dzięki swojej kielichowej budowie oraz zastosowaniu miękkiej obejmy stopy z nieelastycznego materiału **KICKER** stabilizuje

---

staw skokowy dużo mocniej niż porównywalne wyroby dwułuskowe.

Dzięki zapięcom Velcro wyrób jest bardzo prosty w użyciu, a jego niewielkie gabaryty sprawiają, że może być używany nawet w najbardziej ciasnym sportowym obuwiu.

**AirPren** to przewiewny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej poliamidowej dzianiny przestrzennej 3D. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Ortezy wykonane z surowca **AirPren** to jedne z najmocniejszych i najskuteczniejszych ortez dostępnych na rynku. Wewnętrzna dzianina 3D o przestrzennej strukturze, pozwala na swobodne przepływanie przez nią powietrza, które dotlenia skórę oraz powoduje, że pot znajdujący się na jej powierzchni zdecydowanie szybciej odparowuje. Funkcja samoszczepna, surowca **AirPren** zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Surowiec wodoodporny.

## Przeznaczenie

- skręcenie stawu skokowego
- złamanie kostki bocznej
- uszkodzenie (naderwanie, zerwanie) więzadeł bocznych stawu
- niestabilność stawu
- profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M

**TYP:** lewy , prawy