

Link do produktu: <https://akmed.pl/jednoszynowa-orteza-stawu-kolanowego-oactive-2-p-1600.html>



## Jednoszynowa orteza stawu kolanowego OACTIVE 2

Numer katalogowy	<b>08-22006-001 (lewa), 08-22008-001 (prawa)</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Orteza** charakteryzuje jednoszynową lekką konstrukcją. Odciąża staw kolanowy i zmniejsza bolesność poprzez 5 stopniowy system regulacji. Osoby z chorobą zwyrodnieniową (osteoartrozą) mogą wykonywać czynności dnia codziennego oraz korzystać z aktywności fizycznej.

#### Cechy produktu:

- system specjalnych silikonowych wewnętrznych wstawek, zapobiegających zsuwaniu się
- miękka pelota separująca staw kolanowy od zegara eliminując skutki tzw. ucisku punktowego (otarcia naskórka, odleżyny)

#### Wskazania / Możliwe zastosowanie:

- osteoartroza
- uszkodzenia więzadeł z towarzyszącą osteoartrozą
- stabilizacja pooperacyjna urazów tkanek miękkich strony bocznej lub przyśrodkowej stawu kolanowego
- uszkodzenia łąkotek
- profilaktyka nawracających przeciążeń i urazów

#### Regulacja kątowna w zakresach:

**WYPROST:** 0°, 5°, 10°, 15°, 20° i 25°.

**ZGIĘCIE:** 45°, 60°, 75° i 90°.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Strona:** lewa , prawa