


Link do produktu: <https://akmed.pl/jezyk-do-rehabilitacji-10-cm-sanity-p-7174.html>



Jezyk do rehabilitacji Ø10 cm SANITY

Numer katalogowy	7078
Producent	Sanity

Opis produktu

Jezyk do rehabilitacji o średnicy 10 cm jest specjalną piłką z kolcami przeznaczoną głównie do rehabilitacji pourazowej dłoni. Ćwiczenia wykonywane za pomocą naszej wysokiej jakości jezyka stanowią naturalną akupresurę pobudzającą receptory czuciowe.

Skuteczny jezyk wykorzystywany jest w terapii domowej, ale też w placówkach szkolnych i przedszkolnych jako urozmaicenie zajęć.

Zastosowanie:

Kolce w postaci stożkowatych zgrubień na powierzchni piłki pobudzają receptory czuciowe, dlatego ćwiczenie „jezykiem” stanowi doskonałą akupresurę. Jezyki służą także do masażu stref dotyku – zarówno dłoni, jak i całego ciała. W przedszkolach i szkołach pozwalają na uatrakcyjnienie ćwiczeń grupowych i indywidualnych.

Sposób użycia:

Zgodnie z zaleceniem specjalisty rehabilitanta.

Bezpieczeństwo:

- Piłki rehabilitacyjne z kolcami produkowane i badane są zgodnie ze „Specyfikacją techniczną” oraz opisane zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania.
- Wyrób nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem wyrób należy czyścić wodą z mydłem.
- Przed użyciem sprawdzić szczelność piłki.
- Nie narażać produktu na przegrzanie i bezpośrednie działanie światła słonecznego.