

Link do produktu: <https://akmed.pl/jezyk-do-rehabilitacji-6-cm-sanity-p-7177.html>



## Jezyk do rehabilitacji Ø6 cm SANITY

Numer katalogowy	<b>7082</b>
Producent	<b>Sanity</b>

### Opis produktu

Jezyk do rehabilitacji o średnicy 6 cm Sanity stanowi praktyczną pomoc dla osób powracających do zdrowia po urazach dłoni. Jednak zastosowanie naszej piłki jest szersze, ponieważ umożliwia również wykonywanie masażu mniejszych fragmentów ciała – ręk, stóp, ramion.

Kolce zawarte w jezyku umożliwiają wykonanie skutecznej akupresury. Wysokiej jakości jezyk został wykonany z niealergicznego, twardego i trwałego materiału.

#### Zastosowanie:

Kolce w postaci stożkowatych zgrubień na powierzchni piłki pobudzają receptory czuciowe, dlatego ćwiczenie „jezykiem” stanowi doskonałą akupresurę. Jezyki służą także do masażu stref dotyku – zarówno dłoni, jak i całego ciała. W przedszkolach i szkołach pozwalają na uatrakcyjnienie ćwiczeń grupowych i indywidualnych.

#### Sposób użycia:

Zgodnie z zaleceniem specjalisty rehabilitanta.

#### Bezpieczeństwo:

- Piłki rehabilitacyjne z kolcami produkowane i badane są zgodnie ze „Specyfikacją techniczną” oraz opisane zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania.
- Wyrób nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem wyrób należy czyścić wodą z mydłem.
- Przed użyciem sprawdzić szczelność piłki.
- Nie narażać produktu na przegrzanie i bezpośrednie działanie światła słonecznego.