



Kamizelka na bark i ramię

Numer katalogowy **TGO-C OB 305**

Producent **Timago**

Opis produktu

Kamizelka na bark i ramię wykonana jest z lekkiej przewiewnej tkaniny piankowej z perforacją. Składa się z materiału wyprofilowanego anatomicznie oraz systemu rzepów pozwalających na obustronne prawe lub lewe zastosowanie, oznaczonych kolorystycznie.

Wykonana jest z materiałów trwałych, nierozciągliwych, a zarazem przewiewnych i zapewniających wysoki komfort stosowania.

Kamizelka stabilizuje staw barkowy, ramienno-łokciowy oraz łokciowy w pozycji obciążeniowej, a przy tym pozwala na zminimalizowanie okresu pourazowego lub pooperacyjnego.

Wskazania do stosowania kamizelki:

- skręcenia i zwichnięcia w obrębie stawu barkowo-obojczykowego, ramienno-łokciowego i mostkowo-obojczykowego
- złamanie obojczyka, kości ramiennej lub łopatki
- w zespołach bólowych w okresie ostrym i przewlekłym
- w zwyrodnieniach wymagających unieruchomienia i odciążenia kończyny
- w leczeniu zachowawczym a także pooperacyjnym

ROZMIAR	OBWÓD TUŁOWIA (cm)
S	
M	70-80
L	80-90
XL	90-120
XXL	>120

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL