



Kamizelka ortopedyczna

Numer katalogowy **DRQC**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Leczenie, doleczenie kontuzji i urazów obszaru barku, obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego wymagające unieruchomienia kończyny w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej, stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagające unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej, zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego lub mostkowo-obojczykowego.

CECHY PRODUKTU

- ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej,
- pozwala na regulację zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°,
- posiada dodatkowy element zabezpieczająco-odciążający dłoń,
- umożliwia zminimalizowanie okresu stosowania opatrunków gipsowych,
- duże możliwości regulacji,
- konstrukcja maksymalnie zbliżona do klasycznego opatrunku Desaulta,
- wykonana z materiałów o wyjątkowej trwałości, zapewniających jednocześnie maksymalny komfort użytkowania,
- kolor czarny,
- wersja uniwersalny.

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	Dziecięcy 3-9 lat	Dziecięcy 9-14 lat	Mały dla dorosłych	Średni dla dorosłych	Duży dla dorosłych
Rozmiar	R1	R2	R3	R4	R5
Obwód klatki piersiowej (cm)		70 - 80	80 - 90	90 - 120	120

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: R1 , R2 , R3 , R4 , R5

