



## Kamizelka ortopedyczna

Numer katalogowy **DRQC**

Producent **Qmed**

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Leczenie, doleczenie kontuzji i urazów obszaru barku, obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego wymagające unieruchomienia kończyny w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej, stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagające unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej, zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego lub mostkowo-obojczykowego.

#### CECHY PRODUKTU

- ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej,
- pozwala na regulację zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°,
- posiada dodatkowy element zabezpieczająco-odciążający dłoń,
- umożliwia zminimalizowanie okresu stosowania opatrunków gipsowych,
- duże możliwości regulacji,
- konstrukcja maksymalnie zbliżona do klasycznego opatrunku Desaulta,
- wykonana z materiałów o wyjątkowej trwałości, zapewniających jednocześnie maksymalny komfort użytkowania,
- kolor czarny,
- wersja uniwersalny.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

| Typ                                | Dziecięcy<br>3-9 lat | Dziecięcy<br>9-14 lat | Mały<br>dla<br>dorosłych | Średni<br>dla<br>dorosłych | Duży<br>dla<br>dorosłych |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Rozmiar                            | R1                   | R2                    | R3                       | R4                         | R5                       |
| Obwód<br>klatki<br>piersiowej (cm) |                      | 70 - 80               | 80 - 90                  | 90 - 120                   | 120                      |

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** R1 , R2 , R3 , R4 , R5

