

Link do produktu: <https://akmed.pl/kamizelka-stawu-barkowego-b-03-p-7740.html>



Kamizelka stawu barkowego B-03

Numer katalogowy **9968**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonana jest z oddychającej pianki poliuretanowej dwustronnie pokrytej welurem
- ustala ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym, natomiast staw łokciowy i przedramię blisko tułowia
- umożliwia precyzyjnie ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny
- stosowana po przebytych operacjach, w przypadku niedowładu, złamań, przesileń ścięgien i więzadeł, leczenia i doleczenia urazów stawu ramiennego, obręczy barkowej oraz stawu łokciowego, chorób zapalnych i chorób zwyrodnieniowych stawu ramiennego
- stosowana jest w przypadku kontuzji obojczyka i ramienia, unieruchamia również staw łokciowy
- zalecana przy urazach okolicy obręczy barkowej wymagających odciążenia lub unieruchomienia, jak również podczas unieruchomienia i zabezpieczenia pooperacyjnego obręczy barkowej
- wykonana w sposób umożliwiający stabilizację zarówno prawego jak i lewego ramienia

Dostępne rozmiary (obwód klatki piersiowej):

S 60 -70 M 70 - 80 L 80 - 90 XL 90 - 105 XXL 105 -120 XXXL 120-135

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL