

Link do produktu: <https://akmed.pl/kamizelka-stawu-barkowego-p-1754.html>



Kamizelka stawu barkowego

Numer katalogowy **SP-2181**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonana z innowacyjnej, ultralekkiej, oddychającej pianki obszytej dwustronnie delikatną tkaniną przyjazną dla skóry. Materiał charakteryzujący się dużą absorpcją potu oraz efektywnym odprowadzaniem wilgoci na zewnątrz.

- Zapewnia doskonałą stabilizację i unieruchomienie pooperacyjne stawu barkowego
- Zalecana przy urazach okolicy obręczy barkowej wymagających odciążenia lub unieruchomienia
- Stosowana przy kontuzji obojczyka, ramienia oraz złamaniach w obrębie obręczy barkowej, złamaniach górnej kości ramiennej bez przemieszczenia, zwichnięciach i skręceniach stawu barkowego i łokciowego
- Stosowana w procesie doleczenia chorób zapalnych, zwyrodnieniowych i urazów stawu ramiennego jak również doleczenie uszkodzeń stożka rotatorów (zespołu mięśnia nadgrzebieniowego)

Ogromną zaletą materiału z którego wykonana jest kamizelka jest fakt, iż pomimo wielokrotnego przyklejania/odklejania rzepu materiał nie "mechaci" się.

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji wyrobu, istnieje możliwość indywidualnego, łatwego i precyzyjnego dopasowania kamizelki do ciała pacjenta. Dzięki zapinaniu na rzepy umożliwia precyzyjnie ustawienie pozycji zabezpieczonej kończyny.

Uniwersalna na prawe lub lewe ramię.

Rozmiar:

(mierzyć: obwód wokół klatki piersiowej)

S: 60 - 70 cm

M: 70 - 80 cm

L: 80 - 90 cm

XL: 90 - 105 cm,

XXL: 105 - 120 cm

XXXL: 120-135 cm

Przeciwwskazania:

Kamizelki nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL