

Link do produktu: <https://akmed.pl/kangaroo-junior-abs-togu-pilka-z-uchwytyami-p-6891.html>



## Kangaroo Junior ABS TOGU® - piłka z uchwytami

Numer katalogowy **6711**

Producent **Togu**

### Opis produktu

Piłki gimnastyczne z serii Kangaroo® wykorzystywane są głównie w terapii dzieci oraz w metodach zabawowych korekcji wad postawy. Stosowane są także w treningu ogólnorozwojowym zarówno dorosłych jak i dzieci. Służą do wzmocnienia aparatu mięśniowego, zwiększenia zakresu ruchomości w stawach, poprawy kondycji i koordynacji. Używane także w leczeniu schorzeń neurologicznych. Uchwyty zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. Wykonane z wytrzymałego wzmocnionego materiału - Crylon.

Zalety piłek z serii Kangaroo®:

- wytrzymałe na duże dynamiczne obciążenia
- zwiększają zakres zastosowania i ilość ćwiczeń
- tania i bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnych przyborów terapeutycznych i treningowych
- wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału
- zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I
- wyprodukowane w Niemczech

Dwie średnice: 45 i 60 cm. Do wyboru 3 kolory: czerwony, fioletowy i turkusowy.

W ofercie także:

- piłki standardowe: wykonane z miękkiej gumy (rozmiary od 45 do 75cm , jak również 120cm średnicy), obciążenie do 500kg
- piłki z systemem ABS (Anti Burst System - system zabezpieczający, w którym nie dochodzi do rozerwania piłki): wykonane z antypoślizgowej, twardszej gumy, (rozmiary od 45cm do 100cm).

Statyczne piłki z ABS odpowiadają warunkom bezpieczeństwa stawianym szczególnie podczas ćwiczeń z kobietami ciężarnymi oraz osobami w podeszłym wieku. Specjalny materiał z którego są wykonane zapewnia równomierną, spowolnioną utratę powietrza w razie mechanicznego uszkodzenia piłki.

W ofercie także inne wielkości piłek, pompki oraz podstawki pod piłki.

### TRENING

---

Trening i terapia dzieci