

Link do produktu: <https://akmed.pl/kanjo-silver-line-xl-srebro-podnosnik-wannowy-z-tapicerka-antybakteryjna-powloka-p-3944.html>



## Kanjo Silver Line XL (srebro). Podnośnik wannowy z tapicerką. (antybakteryjna powłoka)

Numer katalogowy **750/31**

Producent **Dietz**

### Opis produktu

**Podnośnik Kanjo Silver Line zawiera cząsteczki srebra dzięki czemu zapewnia ochronę antybakteryjną i zwiększa ochronę skóry.**

- Pasuje do większości wanien
- Łatwy w obsłudze (mały i poręczny pilot)
- Odchylane oparcie ( 40 stopni)
- Przyjazny dla skóry (antypoślizgowa powłoka)
- Stabilny
- Składany - łatwe przechowywanie
- Czas ładowania baterii - 1h
- Udźwig do 170 kg