

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:52

Link do produktu: <https://akmed.pl/kinesiology-tape-mueller-p-3350.html>



Kinesiology Tape - Mueller

Numer katalogowy **2412-90943**

Producent **Mueller**

Opis produktu

- taśmy Kinesiology firmy Mueller wykonane są w 100%
- z wysokogatunkowej bawełny
- taśma jest elastyczna, przepuszczająca powietrze
- dostosowuje się do ludzkiej skóry
- użyty w niej klej nie powoduje alergii
- rolka o wymiarach 5cm x 5m

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , czarny , niebieski , różowy