
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-45-pp-10-p-7226.html>

Klin 45° PP-10

Numer katalogowy

9264

Producent

Rehafund



Opis produktu

- zapewnia wygodną stabilizację i bezpieczne oparcie pod plecy, umożliwia przyjmowanie wyższych pozycji ułożenia ciała
- wykorzystywany przy masażu, rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej.
- wykonany z nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej
- klin o kącie nachylenia 45°
- wymiary: 44,5 x 44,5 x 60 cm