

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 14:30

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-45-pp-10-p-7226.html>

## Klin 45° PP-10

Numer katalogowy

**9264**

Producent

**Rehafund**



### Opis produktu

- zapewnia wygodną stabilizację i bezpieczne oparcie pod plecy, umożliwia przyjmowanie wyższych pozycji ułożenia ciała
- wykorzystywany przy masażu, rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej.
- wykonany z nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej
- klin o kącie nachylenia 45°
- wymiary: 44,5 x 44,5 x 60 cm