
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:01

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-60-pp-9-p-7225.html>

Klin 60° PP-9

Numer katalogowy

9263

Producent

Rehafund



Opis produktu

- zapewnia wygodne i bezpieczne oparcie pod plecy
- wykorzystywany przy masażu, rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej.
- wykonany z nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej
- klin o kącie nachylenia 30° lub 60°
- wymiary:: 22,5 x 60 x 58 cm