

---

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-duzy-z-wglebieniem-p-8185.html>

## Klin DUŻY Z WGLĘBIENIEM



Numer katalogowy

**7220**

Producent

**Halcamp**

### Opis produktu

Kliny przeciwobrzękowe powinny być stosowane przez kobiety po zabiegu mastektomii do rehabilitacji oraz, poprzez uniesienie ręki do góry, w celu zapobiegawczym gromadzeniu się chłonki.

Rozmiar: 53 x 37 x 29 cm

Kolor pokrowca: dostępne różne kolory (do ustalenia przy zamówieniu)