
Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 15:05

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-maly-prosty-p-8181.html>

Klin MAŁY PROSTY



Numer katalogowy

7216

Producent

Halcamp

Opis produktu

Kliny przeciwobrzękowe powinny być stosowane przez kobiety po zabiegu mastektomii do rehabilitacji oraz, poprzez uniesienie ręki do góry, w celu zapobiegawczym gromadzeniu się chłonki.

Rozmiar: 44 x 33 x 22 cm

Kolor pokrowca: dostępne różne kolory (do ustalenia przy zamówieniu)