
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:58

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-maly-z-wglebieniem-p-8182.html>

Klin MAŁY Z WGŁĘBIENIEM



Numer katalogowy

7217

Producent

Halcamp

Opis produktu

Kliny przeciwobrzękowe powinny być stosowane przez kobiety po zabiegu mastektomii do rehabilitacji oraz, poprzez uniesienie ręki do góry, w celu zapobiegawczym gromadzeniu się chłonki.

Rozmiar: 44 x 33 x 22 cm

Kolor pokrowca: dostępne różne kolory (do ustalenia przy zamówieniu)