

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:12

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-maly-z-wglebieniem-p-8182.html>

## Klin MAŁY Z WGŁĘBIENIEM

Numer katalogowy

**7217**

Producent

**Halcamp**



### Opis produktu

Kliny przeciwobrzękowe powinny być stosowane przez kobiety po zabiegu mastektomii do rehabilitacji oraz, poprzez uniesienie ręki do góry, w celu zapobiegawczym gromadzeniu się chłonki.

Rozmiar: 44 x 33 x 22 cm

Kolor pokrowca: dostępne różne kolory (do ustalenia przy zamówieniu)