

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:48

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-po-endoprotezie-p-8195.html>

## Klin po endoprotezie



Numer katalogowy

**7232**

Producent

**Halcamp**

### Opis produktu

Klin w pokrowcu nieprzemakalnym stosowany jest w pierwszym okresie po operacji, gdy pacjent leży unieruchomiony w łóżku. W późniejszym czasie może założyć przyjemniejszy dla ciała pokrowiec bawełniany.

Rozmiar: 40 x 34 x 15 cm

Kolor pokrowca: dostępne różne kolory (do ustalenia przy zamówieniu)