

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-sensoryczny-dynair-klin-kids-togu-33-cm-p-6976.html>

Klin sensoryczny Dynair® Klin Kids TOGU® (33 cm)

Numer katalogowy **7030**

Producent **Togu**



Opis produktu

Przybory terapeutyczne w formie klinów, wypełnione powietrzem. Używane w ćwiczeniach korekcji wad postawy oraz w sensomotoryce. Ułatwiają utrzymanie miednicy w prawidłowej pozycji. Odciążają odcinek lędźwiowy kręgosłupa podczas siedzenia i wymuszają odruch autokorekcji. Posiadają zaworek do regulacji ilości powietrza wewnątrz przyboru - większa zawartość powietrza ułatwia wykonanie ćwiczeń równoważnych. Zestaw zawiera pompkę igłową.

Dwa rozmiary:

standard - 33 cm średnicy

premium - 40 cm średnicy

Cel ćwiczeń:

- poprawa koordynacji,
- polepszenie reakcji równowagi,
- poprawa siły mięśniowej,
- korekcja wad postawy,
- wspomaganie koncentracji i percepcji,
- stabilizacja stawów,
- przygotowanie motoryczne w treningu sportowym,
- rozszerzenie specjalistycznych programów treningowych (sensomotoryka),
- urozmaicenie ćwiczeń Yogi, Pilatesa i medytacji,
- ćwiczenia ogólnorozwojowe,
- stosowany w terapii, sporcie i fitness.

Podstawowe walory:

- ergonomiczna i perfekcyjnie dobrana forma,
- miękkie elastyczne wypustki stymulują strefy reflektoryczne,
- prosty przybór dający wymierne efekty terapeutyczne i treningowe,
- siedząc na nich ułatwiamy mobilizację odcinka lędźwiowego,
- wytrzymałe na duże obciążenia, odporne na zużycie,
- zarejestrowane jako wyroby medyczne Klasy I.

Kolory: czarny, czerwony, niebieski, granatowy, złoty.

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków

TRENING

Trening i terapia dzieci , Trening mentalny, joga, pilates , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core

ZDROWE SIEDZENIE

W biurze , W domu , Na wózku

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: czarny , czerwony , granatowy , niebieski , złoty