


## Klin SISSEL Venosoft, duży, od 165 cm w górę



Numer katalogowy	<b>53588807</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Nr katalogowy	<b>140.005</b>

### Opis produktu

## Klin Sissel® Venosoft – rozmiar L. Prawdziwa ulga i odciążenie dla Twoich zmęczonych nóg

**SISSEL® Venosoft** to wygodny, regulowany i anatomicznie wyprofilowany klin pod nogi, wykonany z pianki visco-elastic, z możliwością regulacji wysokości. Gwarantuje on optymalne uniesienie nóg, doskonałe oparcie i ich rozluźnienie. Skutecznie zwalcza uczucie ciężkości oraz przynosi ulgę zmęczonym i opuchniętym nogom. Wskazany jest zwłaszcza w przypadku występowania obrzęków i opuchlizn, przy schorzeniach układu żylnego i naczyniowego oraz żylakach. Polecany jest także dla kobiet w ciąży.

### Regulacja wysokości klina

Wysokość poduszki **SISSEL® Venosoft** może być indywidualnie dopasowana dzięki wyjmowanej wkładce podpierającej stopy, wykonanej ze sprężystej pianki poliuretanowej. Jej stosowanie pozwala na zwiększenie kąta uniesienia ud, łydek i stóp.

### Większy komfort dzięki wyjątkowej piance visco-elastic

Klin **SISSEL® Venosoft** wykonany jest z wysokiej jakości sprężystej pianki poliuretanowej. Jednak jej zewnętrzna warstwa, na której bezpośrednio spoczywają nogi, zbudowana jest z wyjątkowej pianki visco-elastic (z pamięcią). Doskonale dopasowuje się ona do kształtu ciała oraz reaguje na jego temperaturę, jednocześnie optymalnie amortyzując i równomiernie rozkładając nacisk na poduszkę. Delikatna i odpowiednio twarda zapewnia maksymalną wygodę. Jest również bardzo wytrzymała i odporna na zmianę kształtu.

Klin Venosoft występuje w dwóch rozmiarach: S - mniejszy (65 x 50 x 22 cm) przeznaczony dla osób o wzroście do 165 cm i L - większy (78 x 50 x 22 cm) dla osób o wzroście powyżej 165 cm.

### Rozmiar L - dla osób powyżej 165 cm wzrostu

<b>Długość</b>	<b>78 cm</b>
<b>Wysokość</b>	<b>22 cm</b>
<b>Szerokość</b>	<b>50 cm</b>

- 
- Zbudowana z dwóch rodzajów pianki – sprężystej i visco-elastic (zewnątrznej).
  - Wyjmowana wkładka pozwala na regulację wysokości i dopasowanie klina do indywidualnych potrzeb.
  - Nie zawiera szkodliwych materiałów.
  - Nie powoduje nieprzyjemnego ucisku.
  - Relaksuje, odciąża i zapewnia optymalne podparcie.
  - Warstwa zbudowana z pianki visco-elastic gwarantuje właściwy stopień twardości
  - Klin w dużym rozmiarze – L: dł. 65 x szer. 50 x wys. 22 cm – przeznaczony dla osób o wzroście powyżej 165 cm
  - Wyposażony w przyjemną w dotyku poszewkę (skład: 75% bawełny i 25% poliestru).

Klin **SISSEL® Venosoft** występuje w dwóch rozmiarach:

**1. Sissel Venosoft - rozmiar S**

Wymiary: **dł. 65 x szer. 50 x wys. 22 cm**. Przeznaczona dla osób do 165 cm wzrostu.

**2.Sissel Venosoft - rozmiar L**

Wymiary: **dł. 78 x szer. 50 x wys. 22 cm**. Przeznaczona dla osób o wzroście przekraczającym 165 cm.