

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-sissel-venosoft-maly-do-165-cm-wzrostu-p-4795.html>

## Klin SISSEL Venosoft, mały, do 165 cm wzrostu

Numer katalogowy	<b>79046393</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Nr katalogowy	<b>140.004</b>



### Opis produktu

## Klin Sissel® Venosoft – rozmiar S. Ulga i ukojenie dla zmęczonych nóg

**SISSEL® Venosoft** to anatomiczna poduszka podpierająca i odciążająca nogi. Ma postać dużego trójkątnego klina z warstwą wykonaną z pianki visco-elastic i możliwością regulacji wysokości, który umożliwia optymalne uniesienie ud, łydek i stóp, rozluźnienie obolałych mięśni, odpoczynek i zrelaksowanie. Wskazana jest zwłaszcza dla osób, które wiele godzin spędzają w pozycji stojącej, odczuwających silne zmęczenie lub ociężałość nóg, borykających się z drobnymi problemami żylnymi, żylakami czy obrzękami, a nawet cierpiących z powodu zapalenia żył. To również doskonałe wsparcie dla kobiet w ciąży, zapewniające im wygodę, zwłaszcza w ostatnich tygodniach przed porodem.

### Komfortowa warstwa z pianki visco-elastic

Dla większego komfortu klin Venosoft wyposażony jest w delikatną, reagującą na kształt nóg i doskonale rozkładającą nacisk zewnętrzną warstwę, wykonaną z nowatorskiej pianki visco-elastic. Jej użycie gwarantuje trwałość i wytrzymałość poduszki oraz przyjemne stosowanie, bez dokuczliwego uczucia ucisku.

### Idealne dopasowanie wysokości

Dodatkowo **SISSEL® Venosoft** wyposażony jest w specjalną, wykonaną ze sprężystej pianki wkładkę. Jej usunięcie bądź umieszczenie we właściwym miejscu pod stopami użytkownika umożliwia regulację wysokości i zmianę kąta uniesienia nóg. Dzięki temu użytkownik ma możliwość dopasowania poduszki do własnych potrzeb i zapewnienie najwyższego poziomu komfortu.

Sissel Venosoft dostępny jest w dwóch rozmiarach, zróżnicowanych ze względu na wzrost użytkowników. Dla osób niższych, o wzroście do 165 cm, wskazana jest poduszka w rozmiarze S. Osoby wyższe powinny skorzystać z klina w rozmiarze L.

### Rozmiar S - dla osób o wzroście do 165 cm

<b>Długość</b>	<b>65 cm</b>
<b>Wysokość</b>	<b>22 cm</b>
<b>Szerokość</b>	<b>50 cm</b>

Klin Sissel® Venosoft – rozmiar S

- 
- Wykonany z pianki sprężystej, z zewnętrzną warstwą z pianki visco-elastic.
  - Regulacja wysokości za pomocą ruchomej wkładki.
  - Do jego produkcji wykorzystane są przetestowane materiały, wolne od szkodliwych substancji.
  - Wymiary: dł. 65 x szer. 50 x wys. 22 cm – przeznaczony dla osób o wzroście do 165 cm
  - W komplecie znajduje się miła w dotyku poszewka (skład: 75% bawełny i 25% poliestru).

Klin **SISSEL® Venosoft** dostępny jest w dwóch rozmiarach:

**1. Sissel Venosoft - rozmiar S**

Wymiary: **dł. 65 x szer. 50 x wys. 22 cm**. Przeznaczony dla osób do 165 cm wzrostu.

**2.Sissel Venosoft - rozmiar L**

Wymiary: **dł. 78 x szer. 50 x wys. 22 cm**. Przeznaczony dla osób o wzroście przekraczającym 165 cm.