
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 19:48

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-sredni-prosty-p-8183.html>

Klin ŚREDNI PROSTY



Numer katalogowy

7218

Producent

Halcamp

Opis produktu

Kliny przeciwobrzękowe powinny być stosowane przez kobiety po zabiegu mastektomii do rehabilitacji oraz, poprzez uniesienie ręki do góry, w celu zapobiegawczym gromadzeniu się chłonki.

Rozmiar: 47 x 37 x 25 cm

Kolor pokrowca: dostępne różne kolory (do ustalenia przy zamówieniu)