

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/klin-sredni-z-wglebieniem-p-8184.html>

Klin ŚREDNI Z WGŁĘBIENIEM



Numer katalogowy

7219

Producent

Halcamp

Opis produktu

Kliny przeciwobrzękowe powinny być stosowane przez kobiety po zabiegu mastektomii do rehabilitacji oraz, poprzez uniesienie ręki do góry, w celu zapobiegawczym gromadzeniu się chłonki.

Rozmiar: 47 x 37 x 25 cm

Kolor pokrowca: dostępne różne kolory (do ustalenia przy zamówieniu)