
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:12

Link do produktu: <https://akmed.pl/kliny-rehabilitacyjne-p-4315.html>

Kliny rehabilitacyjne



Numer katalogowy

AT03551

Producent

Antar

Opis produktu

Kliny rehabilitacyjne

Kliny rehabilitacyjne wykonane są z pianki poliuretanowej wysokiej jakości, która nie ulega deformacji. Wyposażone w pokrowce z łatwo zmywalnego skóropodobnego materiału. Kliny pomocne są przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, a także przy masażu. Kliny ułatwiają pozycjonowanie pacjenta w zależności od potrzeb.

Rozmiary klinów:

AT03551 – 44 x 33 x 22 cm

AT03552 – 48 x 38 x 25 cm

AT03553 – 53 x 37 x 29 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (cm x cm): 44 x 33 x 22 cm , 48 x 38 x 25 cm , 53 x 37 x 29 cm