

Link do produktu: <https://akmed.pl/kliny-silikonowe-miedzypalcowe-p-1769.html>



Kliny silikonowe miedzypalcowe

Numer katalogowy	SP-I-911
Producent	Special

Opis produktu

Wykonane ze 100% silikonu medycznego „obojętnego” dla skóry. Silikon medyczny w opatentowanej technologii **SILICATIVE**.

- Zapobiegają koślawości dużego palca
- Szczególnie polecane w przypadku zachodzenia dużego palca na palec sąsiadujący
- Zmniejszają tarcie między palcami, przywracają palcom właściwe położenie

Dzięki zastosowaniu 100% silikonu medycznego w opatentowanej technologii **SILICATIVE**, kliny nie powodują uczuleń, jednocześnie są elastyczne gwarantując komfort użytkowania.

Rozmiary:

(wielkość buta)

S: 34,0 cm,

M: 35,0-40,0 cm,

L: 39,0-43,0 cm

Sposób konserwacji:

Umyć ręcznie w wodzie o temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie czyścić chemicznie.

Przeciwwskazania:

Klinów nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S