

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-miekkiego-typu-schantza-p-1579.html>

Kołnierz miękki typu SCHANTZA

Numer katalogowy **TGO-C KS 101**Producent **Timago**

Opis produktu

Jednoczęściowy miękki kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki wyprofilowanej anatomicznie obszytej bawełną. Lekki i komfortowy w użytkowaniu zapinany i regulowany indywidualnie przy pomocy taśmy zapinanej na rzep. Wykonany z materiałów przyjaznych dla skóry pacjenta, przepuszczalny dla promieni RTG.

Możliwe zastosowanie:

- zawroty głowy, migreny
- ostre i chroniczne syndromy bolesności szyi
- zwyrodnienia szyjnego odcinka kręgosłupa
- choroby reumatyczne kręgów szyjnych
- po przebytych urazach w przebiegu dystorsji
- w leczeniu uzupełniającym po urazach żuchwy

ROZMIAR	OBWÓD SZYI (cm)	WYSOKOŚĆ (cm)		
S	30-35	7,5	8,5	10
M	36-41			
L	42-47			
XL	48-53			

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL