

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-nt-bac-plus-typu-florida-p-1815.html>



Kołnierz NT-BAC PLUS typu FLORIDA

Numer katalogowy

DRQA0C

Producent

Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Dysfunkcje obszaru szyjnego: uszkodzenia mięśni i więzadeł, przeciążenia i stany zapalne, dysfunkcje stawów międzykręgowych, uszkodzenie krążka międzykręgowego (ból korzeniowy, bóle odniesione), artrozy, choroby reumatoidalne, doleczenie stłuczeń, skręceń, złamań.

CECHY PRODUKTU

- półsztywny kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej z wyczeploną, polipropylenową wkładką usztywniającą,
- zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
- obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- wyprofilowany anatomicznie, kolor biały lub szary.

PARAMETRY TECHNICZNE

*	29,5 - 32,5	32,6 - 35,5	35,6 - 38,5	38,6 - 41,5	41,6 - 44,5	44,6 - 47,5
** 7	A1	A2	A3	A4	A5	A6
** 8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
** 10	C1	C2	C3	C4	C5	C6
** 12	D1	D2	D3	D4	D5	D6

* średnica szyi (cm) ** wysokość kołnierza (cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 , B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , C1 , C2 , C3 , C4 , C5 , C6 , D1 , D2 , D3 , D4 , D5 , D6