

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-medi-collar-soft-kidz-p-7888.html>



Kołnierz ortopedyczny medi collar soft Kidz

Numer katalogowy **9798**

Producent **Medi**

Opis produktu

Kołnierz ortopedyczny

- Wygodny w noszeniu
- Modny wzór

Działa wspierająco i stabilizująco na odcinek szyjny kręgosłupa. Dodatkowo wspomaga terapię dzięki ogrzewającemu działaniu.

Detale:

- Stabilizacja kręgosłupa szyjnego.
- Ogranicza ruch
- Ciekawy wzór chętnie noszony przez dzieci

Wskazania

- Zespół szyjny
- Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgow szyjnych
- Mięśniowy kręcz szyi (torticollis)
- Odgięciowy uraz kręgosłupa szyjnego
- Niestabilności odcinka szyjnego kręgosłupa
- Bóle reumatyczne

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nie znane.

Rozmiar

obwód szyi	18 - 22	22 - 28	28 - 33
rozmiar	(wysokość 5 cm) I	(wysokość 6 cm) II	(wysokość 7 cm) III

numer artykułu

R.222.011

R.222.012

R.222.013

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III