

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-polsztywny-4091-p-7656.html>

## Kołnierz ortopedyczny półsztywny - 4091

Numer katalogowy **4091**

Producent **Oppo**



### Opis produktu

#### **4091 Kołnierz ortopedyczny półsztywny.**

Zapewnia stabilizację kręgów szyjnych po urazach. Wykonany z dobrej jakości, gęstej pianki.

**Numer katalogowy:**4091.

**Rozmiar:** należy dobrać indywidualnie.