

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-professional-4098-p-7651.html>



Kołnierz ortopedyczny Professional - 4098

Numer katalogowy	4098
Producent	Oppo

Opis produktu

Orteza przeznaczona jest do pełnego usztywnienia szyjnego odcinka kręgosłupa. Ultralekka. Orteza pozycjonuje kręgosłup w optymalnym, anatomicznym położeniu, usztywniając go, korygując jego zniekształcenia oraz zapobiegając odchyleniom patologicznym. Podtrzymuje głowę zarówno z tyłu, jak i z przodu. Zapewnia całkowitą stabilizację szyjnego odcinka kręgosłupa. Nadaje się do długotrwałego użytkowania. Wyposażona jest w miękką, dopasowaną wkładkę w celu zwiększenia komfortu użytkownika wyrobu.

OPPO Cervical Collar-Professional z trójkątnym otworem umożliwia dostęp do tchawicy. Przylegające do mostka zewnętrzne wkładki oraz podparcie potyliczne unieruchamiają odcinek szyjny, zmniejszają ból i zapewniają doskonały komfort noszenia. Zalecana w przypadku konieczności unieruchomienia szyi z otwarciem tchawicy, zwężenia kanału kręgu szyjnego, spondyloliztezy kręgów szyjnych.

Rozmiar (należy zmierzyć odległość od czubka podbródka do najwyższego punktu ramienia):

S 5-6,25 cm

M 6,25-7 cm

L > 7 cm

Charakterystyka produktu:

- Potrójny system podparcia. Dwa punkty po obu stronach ortezy wraz z punktem przednim tworzą potrójny system podparcia, który pomaga ustabilizować kat ułożenia żuchwy i podbródka. Potrójne podparcie zmniejsza ból i zwiększa wygodę noszenia.
- Ergonomiczne wygięcie pod bark. Ergonomiczne wygięcie pod bark zaprojektowano tak, by zwiększyć komfort noszenia i wyeliminować niepożądany nacisk.
- Łatwo zapinany pasek. Łatwo zapinany pasek umożliwia indywidualne dostosowanie wielkości kołnierza, a jednocześnie zabezpiecza potylicę.
- Ergonomiczne wsparcie. Ergonomicznie zaprojektowane plastikowe ramki podtrzymują mostek i wspierają potylicę, aby ustabilizować szyję pacjenta, ograniczyć dyskomfort skóry i rozproszyć nacisk.
- Dojście do tchawicy. Nowoczesny projekt otworu w kształcie odwróconego trójkąta zapewnia łatwy dostęp w celu wykonania tracheotomii i zabiegów dróg oddechowych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S