
Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-sztywny-4090-p-7653.html>



Kołnierz ortopedyczny sztywny - 4090

Numer katalogowy	4090
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

4090 Kołnierz ortopedyczny sztywny.

Zapewnia dobrą stabilizację kręgów szyjnych po urazach. Posiada regulowaną wysokość.

Numer katalogowy: 4090.

Rozmiar (obwód szyi):

S 34,3 cm - 40,0 cm

M 40,6 cm - 46,4 cm

L 47,0 cm - 52,7 cm.