

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-sztywny-4096-p-7655.html>



Kołnierz ortopedyczny sztywny - 4096

Numer katalogowy **4096**

Producent **Oppo**

Opis produktu

4096 Kołnierz ortopedyczny sztywny.

Przeznaczony jest do pełnego usztywnienia szyjnego odcinka kręgosłupa. Lekki i przepuszczalny dla promieni Roentgena. Podtrzymuje głowę zarówno z tyłu, jak i z przodu. Zapewnia całkowitą stabilizację szyjnego odcinka kręgosłupa. Nadaje się do długotrwałego użytkowania. Posiada otwór do tracheotomii.

Wysokość kołnierza: 11 cm.

Numer katalogowy: 4096.

Rozmiar (obwód szyi):

S 25,4 cm - 33,0 cm

M 33,0 cm - 40,6 cm

L 40,6 cm - 48,3 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S