

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:09

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-sztywny-4190-p-7654.html>



## Kołnierz ortopedyczny sztywny - 4190

Numer katalogowy	<b>4190</b>
Producent	<b>Oppo</b>

### Opis produktu

#### **4190 Kołnierz ortopedyczny sztywny.**

Zapewnia dobrą stabilizację kręgów szyjnych po urazach. Posiada regulowaną wysokość. Oparcie na brodę zwiększa stabilność oraz komfort.

**Numer katalogowy:** 4190.

**Rozmiar** (obwód szyi):

**S** 34,3 cm - 40,0 cm

**M** 40,6 cm - 46,4 cm

**L** 47,0 cm - 52,7 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S