

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-sztywny-4190-p-7654.html>



Kołnierz ortopedyczny sztywny - 4190

Numer katalogowy **4190**

Producent **Oppo**

Opis produktu

4190 Kołnierz ortopedyczny sztywny.

Zapewnia dobrą stabilizację kręgów szyjnych po urazach. Posiada regulowaną wysokość. Oparcie na brodę zwiększa stabilność oraz komfort.

Numer katalogowy: 4190.

Rozmiar (obwód szyi):

S 34,3 cm - 40,0 cm

M 40,6 cm - 46,4 cm

L 47,0 cm - 52,7 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S