

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-sztywny-p-1730.html>



Kołnierz ortopedyczny sztywny

Numer katalogowy **SP-223**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z tworzywa PCV wykończonego specjalną pianką PE dla poprawienia komfortu użytkowania

- Zapewnia częściowe ograniczenie ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa
- Szczególnie polecany w przypadku zespołów bólowych spowodowanych zmianami reumatycznymi, zniekształceniami, zwyrodnieniami oraz dyskopatii
- Kołnierz posiada regulację wysokości oraz obwodu, otwory wentylacyjne umożliwiają właściwą cyrkulację powietrza

Poprzez odpowiednie wykończenie krawędzi oraz właściwemu wyprofilowaniu kołnierz idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała zapewniając komfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół szyi)

S: 32,0-35,0 cm,

M: 35,0-39,0 cm,

L: 39,0-43,0 cm,

XL: 43,0-49,0 cm

Sposób konserwacji:

Myć ręcznie pod bieżącą wodą w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prac chemicznie.

Przeciwwskazania:

Kołnierza nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL