

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-sztywny-z-podbrodkiem-p-1731.html>



Kołnierz ortopedyczny sztywny z podbródkiem

Numer katalogowy	SP-224
Producent	Special

Opis produktu

Wykonany z tworzywa PCV wykończonego specjalną pianką PE dla poprawienia komfortu użytkowania

- Zapewnia częściowe ograniczenie ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa
- Szczególnie polecany w przypadku zespołów bólowych spowodowanych zmianami reumatycznymi, zniekształceniami, zwyrodnieniami oraz dyskopatii
- Kołnierz posiada regulację wysokości oraz obwodu, otwory wentylacyjne umożliwiają właściwą cyrkulację powietrza

Zastosowano dodatkowe wyścielenie części podbródkowej kołnierza „miękką podkładką” gwarantująca bardzo wygodne ułożenie brody w miejscu, na którym cała głowa jest podparta. Poprzez odpowiednie wykończenie krawędzi oraz właściwemu wyprofilowaniu kołnierza idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała zapewniając komfort użytkowania.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół szyi)

S: 32,0-35,0 cm,

M: 35,0-39,0 cm,

L: 39,0-43,0 cm,

XL: 43,0-49,0 cm

Sposób konserwacji:

Myć ręcznie pod bieżącą wodą w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Kołnierza nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL