

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-sztywny-z-podbrodkiem-p-1731.html>



## Kołnierz ortopedyczny sztywny z podbródkiem

Numer katalogowy	<b>SP-224</b>
Producent	<b>Special</b>

### Opis produktu

Wykonany z tworzywa PCV wykończonego specjalną pianką PE dla poprawienia komfortu użytkowania

- Zapewnia częściowe ograniczenie ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa
- Szczególnie polecany w przypadku zespołów bólowych spowodowanych zmianami reumatycznymi, zniekształceniami, zwyrodnieniami oraz dyskopatii
- Kołnierz posiada regulację wysokości oraz obwodu, otwory wentylacyjne umożliwiają właściwą cyrkulację powietrza

Zastosowano dodatkowe wyścielenie części podbródkowej kołnierza „miękką podkładką” gwarantująca bardzo wygodne ułożenie brody w miejscu, na którym cała głowa jest podparta. Poprzez odpowiednie wykończenie krawędzi oraz właściwemu wyprofilowaniu kołnierz idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała zapewniając komfort użytkowania.

#### Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół szyi)

**S:** 32,0-35,0 cm,

**M:** 35,0-39,0 cm,

**L:** 39,0-43,0 cm,

**XL:** 43,0-49,0 cm

#### Sposób konserwacji:

Myć ręcznie pod bieżącą wodą w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

#### Przeciwwskazania:

Kołnierza nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL