

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-typu-philadelphia-p-1581.html>



## Kołnierz ortopedyczny typu PHILADELPHIA

Numer katalogowy **TGO-C KPH 103**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Dwuczęściowy kołnierz ortopedyczny** wykonany z pianki polietylenowej wyprofilowanej anatomicznie z wzmocnieniami wykonanymi z PCV.

Wyposażony w otwory zapewniające swobodny dostęp powietrza, przepuszczalny dla promieni RTG. Zapinany i regulowany indywidualnie przy pomocy taśmy zapinanej na rzep.

Poprzez wykorzystanie wysokiej jakości materiałów jest trwały, a zarazem komfortowy w użytkowaniu.

### Wskazania do stosowania kołnierza:

- zespoły bólowe i korzeniowe odcinka szyjnego
- stabilizacja i odciążenie szyjnego odcinka kręgosłupa
- artrozy
- rekonwalescencja po złamaniach i skręceniach

#### ROZMIAR

S  
M  
L

#### OBWÓD SZYI (cm)

26-33  
33-40  
40-48

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S