

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-typu-schanza-z-dodatkowa-oslona-p-1729.html>



Kołnierz ortopedyczny typu "Schanza" z dodatkową osłoną

Numer katalogowy **SP-222**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonana ze Special-nej pianki obszytej bawełną gwarantującą komfort użytkowania.

- Zapewnia częściowe ograniczenie ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa
- Szczególnie polecany w przypadku zespołów bólowych spowodowanych zmianami reumatycznymi, zniekształceniami oraz zwyrodnieniami

Poprzez zastosowanie dodatkowej (zdejmowanej) osłony bawełnianej istnieje możliwość prania, tym samym kołnierz przez długi czas zachowuje estetyczny wygląd. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu kołnierz idealnie dopasowuje się do anatomicznych kształtów ciała.

Rozmiary:

(mierzyć obwód wokół szyi)

S: 32,0-35,0 cm,

M: 35,0-39,0 cm,

L: 39,0-43,0 cm,

XL: 43,0-49,0 cm

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Kołnierza nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL