

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-ortopedyczny-z-otworem-tracheotomijnym-philadelphia-adjustable-tracheotomy-collar-p-5332.html>



Kołnierz ortopedyczny z otworem tracheotomijnym PHILADELPHIA® ADJUSTABLE TRACHEOTOMY COLLAR

Numer katalogowy **PHP-AA**

Producent **Ossur**

Opis produktu

Kołnierze ortopedyczne z otworem tracheotomijnym Philadelphia są standardowo stosowane w branży od dekad. Regulowany kołnierz Philadelphia wykonano z materiałów tej samej jakości co w przypadku oryginalnego kołnierza. Pozwala on wygodnie regulować rozmiar, jednocześnie zapewniając wygodę i stabilizację.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Sytuacje wymagające znacznego unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa:
- Przed operacją odcinka szyjnego kręgosłupa i po niej
- Środki ostrożności obejmujące odcinek szyjny kręgosłupa u pacjentów z urazami

FUNKCJE I KORZYŚCI

KRĘGOSŁUP

- Możliwość regulacji obwodu oraz wysokości przy użyciu stałej blokady.
- Pianka Plastazote® o kształcie dostosowanym do anatomii zapewniająca odstęp na żyły szyjne.
- Kołnierz obejmujący cały odcinek szyjny pozwala utrzymać neutralne ustawienie tego obszaru.
- Odpowiednia wentylacja i odporność na działanie wody umożliwiają kąpiele i terapię wodą.
- Możliwość stosowania podczas wykonywania obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej i prześwietlenia złamania.

WYMAGANE POMIARY

Uniwersalny rozmiar