


Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-polsztywny-typu-florida-4army-kol-02-p-2771.html>

Kołnierz półsztywny typu florida 4ARMY-KOL-02



Numer katalogowy **4ARMY-KOL-02**

Producent **Reh4Mat**

Opis produktu

Ortezy grupy 4Army, to specjalnie dedykowana linia ortez ortopedycznych, charakteryzująca się anatomiczną konstrukcją, zdecydowanie zwiększoną wytrzymałością oraz wykończeniem w militarnym kamuflażu typu pantera. Ortezy te są wyrobami medycznymi klasy I, i doskonale sprawdzają się jako zabezpieczenie stawów w trudnych warunkach, wymagających zwiększonej wytrzymałości wyrobu.

Kołnierz półsztywny typu Florida, został wykonany z odpowiednio dobranej płyty polietylenowej, wykończonej pianką poliuretanową oraz wzmocnioną dzianiną elastyczną typu pantera. Jest to jednowarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt wyrobu. Dzianina ta oraz wewnętrzna perforacja płyty polietylenowej odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz skuteczne odprowadzanie potu, jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Mocne zapięcie tylne, gwarantuje łatwe dopasowanie wyrobu do ciała pacjenta, a jego konstrukcja rzepowa ułatwia użytkowanie.

Kołnierz Florida 4Army-KOL-02 posiada nowy anatomiczny krój, a jego konstrukcja jest dodatkowo wzmocniona. Wyrób stabilizuje i odciąża kręgosłup w odcinku szyjnym, a także odciąża mięśnie karku.

Oddychający lecz solidny materiał pozwala na używanie wyrobu nawet w wyjątkowo ekstremalnych warunkach.

Kołnierz występuje w trzech rozmiarach i trzech wysokościach, co ułatwia dobranie ortozy dla każdego pacjenta.

PRZEZNACZENIE

- bolesność karku
- wzmożone napięcie mięśni szyi
- dyskopatia odcinka szyjnego kręgosłupa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S