

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-polsztywny-typu-florida-p-1580.html>



## Kołnierz półsztywny typu FLORIDA

Numer katalogowy

**TGO-C KF 106**

Producent

**Timago**

### Opis produktu

**Jednoczęściowy półtwardy kołnierz ortopedyczny** wykonany z pianki wyprofilowanej anatomicznie obszytej bawełną oraz dodatkowego usztywnienia z PCV. Komfortowy w użytkowaniu zapinany i regulowany indywidualnie przy pomocy taśmy zapinanej na rzep. Wykonany z materiałów przyjaznych dla skóry pacjenta, przepuszczalny dla promieni RTG.

### Wskazania do stosowania kołnierza:

- ostre i chroniczne syndromy bólesności szyi
- zwyrodnienia szyjnego odcinka kręgosłupa
- uszkodzenia krążka międzykręgowego
- choroby reumatyczne kręgów szyjnych
- po przebytych urazach w przebiegu dystorsji, skręceń, stłuczeń
- po operacjach i rekonwalescencji w celu zapobiegania dalszym urazom kręgosłupa i rdzenia kręgowego

ROZMIAR	OBWÓD SZYI (cm)	WYSOKOŚĆ (cm)		
S	30-35	7,5	8,5	10
M	36-41			
L	42-47			
XL	48-53			

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL