

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-stabilizujacy-z-otworem-tracheostomijnym-p-1582.html>



## Kołnierz stabilizujący z otworem tracheostomijnym

Numer katalogowy **TGO-C KPH-O 103**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Dwuczęściowy kołnierz ortopedyczny** wykonany z pianki polietylenowej wyprofilowanej anatomicznie z wzmocnieniami wykonanymi z PCV.

Posiada otwór tracheostomijny, znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych, przepuszczalny dla promieni RTG.

Zapinany i regulowany indywidualnie przy pomocy taśmy zapinanej na rzep. Poprzez wykorzystanie wysokiej jakości materiałów jest trwały, a zarazem komfortowy w użytkowaniu.

### Wskazania do stosowania kołnierza:

- w czasie transportu pacjenta
- zespoły bólowe i korzeniowe odcinka szyjnego
- stabilizacja i odciążenie szyjnego odcinka kręgosłupa
- artrozy
- rekonwalescencja po złamaniach i skręceniach
- pooperacyjnie

### ROZMIAR

S  
M  
L

### OBWÓD SZYI (cm)

26-33  
33-40  
40-48

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S