

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-szyjny-smartspine-universal-collar-50c91-p-7357.html>



## Kołnierz szyjny Smartspine Universal Collar 50C91

Numer katalogowy	<b>9518</b>
Producent	<b>Ottobock</b>

### Opis produktu

#### **Do stabilizacji i unieruchomienia kręgosłupa szyjnego**

W przypadku zespołów bólowych lub urazów kręgosłupa szyjnego orteza stabilizuje i unieruchamia kręgosłup szyjny.

#### **Korzyści w skrócie:**

##### **Łatwe i szybkie dopasowanie**

Jeden uniwersalny rozmiar umożliwia łatwe i szybkie dopasowanie. Unikalna, obustronna regulacja wysokości, pozwala na indywidualne dopasowanie do długości szyi pacjenta. Dwuczęściowa konstrukcja oraz zapięcie na rzep, zapewniają łatwe i szybkie zakładanie.

##### **Wspomaganie leczenia**

Duży otwór przy tchawicy, umożliwia dostęp do monitorowania tętna na tętnicach szyjnych i ingerencji tracheotomijnej.

##### **Zwiększony komfort pacjenta**

Piankową wyściółkę można zdejmować i prac. Zapewnia to większy komfort pacjenta.

#### **Wskazania:**

- Ostre zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego
- Zwężenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa
- Urazy kręgosłupa szyjnego
- Złamania kręgosłupa szyjnego
- Pooperacyjne zwichnięcia kręgosłupów szyjnych
- Choroba korzeni nerwowych odcinka szyjnego kręgosłupa