

Link do produktu: <https://akmed.pl/kolnierz-unieruchamiajacy-collar-master-p-1870.html>



Kołnierz unieruchamiający COLLAR MASTER

Numer katalogowy	MQA2B
Producent	Meyra Medical

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Pourazowa konieczność unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa, w przypadku podejrzenia złamania kręgów w odcinku szyjnym, unieruchomienie podczas transportu sanitarnego.

CECHY PRODUKTU

- jednoczęściowy kołnierz wykonany z materiałów hipoalergicznym, nie zawiera lateksu ani substancji toksycznych,
- część przednia i tylna kołnierza wykonane z polietylenu zapewniają sztywność i wytrzymałość,
- ograniczenie zgięcia, wyprostu oraz ruchów rotacyjnych w odcinku szyjnym kręgosłupa,
- regulowane zapięcie na rzepy typu Velcro® zapewniające dokładne dopasowanie kołnierza,
- posiada otwór tracheotomijny,
- tylny panel poprawiający wentylację i redukuje uczucie nadmiernego ciepła i wilgotności,
- przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
- łatwa i szybka aplikacja w pozycji leżącej lub siedzącej,
- regulacja 16 stopniowa.

PARAMETRY TECHNICZNE

Uniwersalny rozmiar