

Link do produktu: <https://akmed.pl/kompaktowy-wozek-transportowy-bobby-p-1322.html>

Kompaktowy wózek transportowy BOBBY



Numer katalogowy	BOBBY
Producent	Vermeiren

Opis produktu

Bobby to wózek kompaktowy, podróży. Lekki i łatwy w składaniu. Doskonały do używania w szpitalach, na lotnisku, do transportu z punktu A do punktu B. Idealny do przetrzymywania w bardzo małych pomieszczeniach i wymagający minimum konserwacji.

Osoby korzystające z wózków pielęgnacyjnych z możliwością szerokiego pozycjonowania, czasami potrzebują drugiego wózka, który w szybki sposób można wykorzystać do transportu użytkownika np. do lekarza, na rehabilitację, do przewiezienia w bagażniku małego auta.

- Składany,
- hamulce dla osoby towarzyszącej,
- miękkie podłokietniki,
- płyty podnóżka z regulowanym kątem,
- pas zabezpieczający przed zsuwaniem się,
- stopka po nogę do przechylania wózka,
- kieszeń na oparciu,
- łamane oparcie,
- uchwyty po obu stronach do przenoszenia wózka.

Kolor ramy: niebieski
Kolor tapicerki: czarny

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki (c): czarny nylon
Szerokość siedziska: 42 , 48
Kolor ramy (c): C74 niebieski